

DISPOSCRUB C

ESCOBILLA QUIRÚRGICA CON CLORHEXIDINA AL 4% PARA LAVADO DE MANOS

Escobilla/Esponja impregnada con Clorhexidina al 4 % indicado para el lavado quirúrgico y antisepsia de manos del profesional de la salud de un sólo uso, lavado antiséptico para piel sana.

Ventajas:

- ✓ Escobilla con cerdas unido a una suave esponja
- ✓ Diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el profesional de la salud
- ✓ Contenido óptimo de Clorhexidina al 4% (20 ml) para un lavado de manos quirúrgico
- ✓ Contiene un dispositivo limpiaúñas para ayudar en la función de limpieza
- ✓ Empaque de fácil apertura peel open



Dimensiones

- 80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm

Modo de Empleo:

- Mojar la piel con agua, aplicar el contenido del envase mediante la escobilla y frotar durante un 1 minuto y posteriormente aclarar con agua y secar con toallas desechables o aire caliente

Código	Descripción del Dispositivo	Presentación
0030230D	ESCOBILLA QUIRÚRGICA CON CLORHEXIDINA AL 4% PARA LAVADO DE MANOS CON LIMPIAUÑAS	Caja dispensadora x 30 Unidades