

PROTECTOR CODO – TALON ABIERTO PARA PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN

El **Protector Codo – Talón Abierto**, se emplea en la **prevención de lesiones por presión** (escaras) en pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o silla. Adicionalmente puede emplearse como sujeción de algún apósito. Ayuda a la prevención del pie péndulo.

Ventajas:

- ✓ **Diseño anatómico**, lo cual impide al protector girar o desplazarse
- ✓ **Cojín de tres capas**, que presenta una pequeña elevación para el punto de presión del codo o talón
- ✓ Bandas de sujeción **amplias y ajustables** con sistema de cierre tipo Velcro

Material:

- Capa externa e interna de poliéster
- Relleno de fibra de poliéster siliconado
- Bandas de sujeción de poliamida con sistema de cierre tipo velcro
- Condición Biológica: No Estéril e Hipoalergénico



Características:

- Para la prevención de **lesiones de presión (escaras)** en codos y/o talones de pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o en silla
- **Diseño anatómico**, que asegure una perfecta adaptación tanto al codo como al talón, impidiendo al protector girar o desplazarse
- Para la **prevención del pie péndulo o equino (pie caído)**
- Cojín de tres capas, presenta una pequeña elevación en el punto de presión del codo y/o talón
- Con **2 bandas de sujeción** y cierre tipo velcro, ajustable al codo y/o talón del paciente

Dimensiones:

- Largo: 43 cm / Ancho: 23 cm (+/- 1 cm)
- 2 Bandas de sujeción: 27 cm (+/- 1 cm)



Código	Descripción del Dispositivo	Presentación
1080280	PROTECTOR CODO – TALON ABIERTO PARA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 43 cm x 23 cm	Bolsa x Par

