

PROTECTOR CODO – TALON EXTRA REFORZADO PARA PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN

El **Protector Codo – Talón Extra Reforzado**, se emplea en la **prevención de lesiones por presión** (escaras) en pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o silla. Adicionalmente puede emplearse como sujeción de algún apósito.

Ventajas:

- ✓ **Diseño anatómico**, lo cual impide al protector girar o desplazarse
- ✓ **Cojín de tres capas**, que presenta una pequeña elevación para el punto de presión del codo o talón
- ✓ Banda de sujeción **amplia y ajustable** con sistema de cierre tipo Velcro

Material:

- Capa externa e interna de poliéster
- Relleno de fibra de poliéster siliconado
- Banda de sujeción de poliamida con sistema de cierre tipo velcro
- Condición Biológica: No Estéril e Hipoalergénico



Características:

- Para la **prevención de lesiones por presión** (escaras) en codos y/o talones de pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o en silla
- **Diseño anatómico**, que asegure una perfecta adaptación tanto al codo como al talón, impidiendo al protector girar o desplazarse
- Cojín de tres capas, presenta una pequeña elevación y un refuerzo extra en el punto de presión del codo y/o talón
- Con banda de sujeción y cierre tipo velcro, ajustable al codo y/o talón del paciente

Dimensiones:

- Largo: 21 cm / Ancho: 27 cm (+/- 1 cm)
- Banda de sujeción: 27 cm (+/- 1 cm)



Código	Descripción del Dispositivo	Presentación
1080210	PROTECTOR CODO – TALON EXTRA REFORZADO PARA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 21 cm x 27 cm	Bolsa x Par

