

DISPOSITIVO PARA FIJACION DE CATETER BEDAL FLEX

Bedal Flex es adecuado para estabilizar y fijar una amplia gama de catéteres, tales como: Catéter Venoso Central (CVC), Catéter PICC, Midline, Catéter de Hemodiálisis, Catéter de nefrostomía, catéteres de drenaje, agujas de agarre (Port-a-cath), catéteres de trombólisis, yeyunostomía, tubos, cables, líneas, Catéteres de plexo y epidural, electrodos de neuromodulación espinal (manejo del dolor), entre otros.

Bedal Flex utiliza materiales de alta calidad para proporcionar una **fijación fuerte y segura** para cualquier tipo de catéter según el diámetro **evitando el uso de suturas (por recomendación de la CDC)** y reduciendo el riesgo de desplazamiento, infección y torceduras.

Ventajas:

- ✓ **SEGURO**, garantiza una fijación segura, aproximadamente dos veces más fuerte que los estabilizadores de catéter normales. No permite los micro movimientos.
- ✓ **CONFORTABLE**, centrándonos en la comodidad del paciente, utilizamos un material flexible que se mueve con la piel. Esto causa menos molestias y permite que el paciente se mueva más libremente. Adhesivo hipoalergénico que no daña la piel.
- ✓ **FACIL DE USAR**, Colocación rápida y sencilla. Beneficioso para los profesionales de la salud, pero también para los pacientes sometidos al procedimiento. Puedes reposicionar el catéter.
- ✓ **VERSATIL**, asegura varios tipos de catéteres según el diámetro.

Material:

- Apósito Adhesivo hipoalergénico altamente transpirable
- Sistema de sujeción con tecnología de almohadillas de aire
- Condición Biológica: Estéril e Hipoalergénico
- Libre de látex, PVC y DEHP



Dimensiones:

Código	Descripción del Dispositivo	Imagen
EP02	DISPOSITIVO PARA FIJACION DE CATETER - 20 G a 16 G BEDAL FLEX epi/pnb	
UN-FLEX-S	DISPOSITIVO PARA FIJACION DE CATETER - 5 Fr a 11 Fr BEDAL FLEX S	
UN-FLEX-M	DISPOSITIVO PARA FIJACION DE CATETER - 11 Fr a 18 Fr BEDAL FLEX M	

