

DISPOMEDIC SCRUB DRY

ESCOBILLA SECA PARA LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS

Escobilla/Esponja seca, sin ningún antiséptico indicado para el lavado quirúrgico de manos del profesional de la salud de un sólo uso.

Ventajas:

- ✓ Escobilla con cerdas unido a una suave esponja.
- ✓ Diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el profesional de la salud
- ✓ Contiene un dispositivo limpiaúñas para ayudar en la función de limpieza
- ✓ Empaque de fácil apertura peel open
- ✓ Estéril



Dimensiones

- 80 x 50 x 37 mm $\pm$ 2.5 mm

Modo de Empleo:

- Sacar la escobilla del envoltorio ayudándose de la apertura fácil ubicada en un extremo del envase. Proceder a la limpieza de las manos y uñas, impregnando si procede, la esponja con un antiséptico, el cual no va incluido en este producto. Usar el limpia uñas para las zonas de difícil acceso. Una vez utilizado, desecharlo. No reutilizar

Código	Descripción del Dispositivo	Presentación
0030200H	ESCOBILLA SECA PARA LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS CON LIMPIAUÑAS	Caja dispensadora x 30 Unidades