

Optilube

El gel lubricante estéril **optilube™** está desarrollado para facilitar la inserción de dispositivos médicos durante exámenes y/o procedimientos hospitalarios generales, tales como:

- Endoscopia
- Colonoscopia
- Cistoscopia
- Inserción de sondas vesicales
- Inserción de sondas nasogástricas
- Inserción de tubos endotraqueales
- Fisioterapia de suelo pélvico
- Exámenes ginecológicos
- Exámenes rectales
- Otros procedimientos hospitalarios



Ventajas:

- ✓ **MONODÓSIS**, para mejorar las prácticas de prevención de infecciones y contaminación cruzada entre pacientes, previniendo las IAAS.
- ✓ **AHORRO**, el sachet de **optilube™** tiene la cantidad exacta para efectuar procedimientos invasivos, optimizando costos.
- ✓ **ESTÉRIL**, asegurando la técnica aséptica durante el procedimiento.

Composición:

- ✓ Agua purificada, Polietilenglicol (PEG), Glicerina, Carbómero, Hidróxido de sodio, Ésteres del ácido 4-hidroxibenzoico
- ✓ No contiene alcohol
- ✓ pH de 5,0 a 7,0.
- ✓ Incoloro, inodoro, hidrosoluble, hipoalergénico



Forma de Presentación:

Código	Descripción del Dispositivo Médico	Presentación
1120	OPTILUBE GEL LUBRICANTE ESTERIL 5gr	Caja x 150 Unidades