

SOPORTE MOLDEABLE DE ALUMINIO PARA TERAPIA INTRAVENOSA

El **Soporte Moldeable**, está indicado para inmovilizar las zonas de punción de los pacientes. Dispositivo Médico idóneo para fijación postural transitoria de miembros durante la terapia intravenosa con el fin de prevenir la rotura de la vía.

Ventajas:

- ✓ **Diseño ergonómico**, flexible y ligero adaptable a la posición requerida para la terapia intravenosa
- ✓ **Acolchado**, para una mayor comodidad del paciente
- ✓ 2 cintas de sujeción **ajustables** con sistema de cierre tipo Velcro

Material:

- Base 100% de Aluminio
- Forrado con un suave tejido relleno de espuma de poliuretano
- Hipoalergénico

Características:

- Evita que cualquier movimiento brusco pueda **desplazar y arrancar** los dispositivos utilizados en la terapia intravenosa
- 2 cintas de sujeción independientes con sistema de cierre tipo velcro, **ajustable a la extremidad del paciente sin lesionarlo**
- Atraumático: Base soporte de aluminio con bordes redondeados para evitar lesiones y/o cortes
- Transpirable, evita el recalentamiento, la humedad y la maceración

Forma de Presentación:

Código	Descripción del Dispositivo	Presentación
1060100	SOPORTE MOLDEABLE PARA TERAPIA INTRAVENOSA EXTRA PEQUEÑO - 4 CM X 10 CM	CAJA X 30 UNIDADES
1060120	SOPORTE MOLDEABLE PARA TERAPIA INTRAVENOSA PEQUEÑO - 6 CM X 16 CM	CAJA X 30 UNIDADES
1060125	SOPORTE MOLDEABLE PARA TERAPIA INTRAVENOSA MEDIANO - 7 CM X 21 CM	CAJA X 30 UNIDADES
1060130	SOPORTE MOLDEABLE PARA TERAPIA INTRAVENOSA GRANDE - 8 CM X 26 CM	CAJA X 30 UNIDADES

