

SUJETADOR DE TUBO DE TRAQUEOSTOMIA

Nuestro Sujetador de Tubo de Traqueostomía, utiliza materiales de alta calidad para proporcionar una **fijación firme y segura**, asegurando el Tubo de Traqueostomía y ayudando a prevenir la decanulación accidental en pacientes traqueostomizados.

Ventajas:

- ✓ La **banda para el cuello** está fabricada con un material de espuma/algodón cepillado ultrasuave para evitar el dolor y la incomodidad del paciente.
- ✓ **Diseño de dos piezas fácil de usar**, el cual permite un ajuste rápido a la mayoría de los tamaños de cuello, mientras que la "tira para la tos" integral en la variante para adultos permite el movimiento reflejo al paciente si es necesario.

Material:

- Banda para el cuello de espuma/algodón cepillado
- Sujetador con sistema de cierre tipo velcro (pega – pega)
- Condición Biológica: No Estéril e Hipoalergénico
- Libre de látex



Características:

- Garantiza la **estabilidad y permanencia** del tubo de traqueostomía
- Evita el excesivo de movimiento, lateralización y/o salida de la cánula sin restringir el movimiento natural
- Banda cervical fabricada con material de espuma/algodón cepillado ultrasuave que **evita el dolor y la incomodidad del paciente**
- Diseño de 2 piezas regulable que **permite un ajuste seguro para varios tamaños de cuello**
- El algodón cepillado proporciona una capa cómoda que se asienta alrededor del cuello del paciente **sin provocar irritación**

Dimensiones:

Código	Descripción del Dispositivo	Presentación
TH/100	SUJETADOR DE TUBO DE TRAQUESTOMIA ADULTO - 46 cm x 2.5 cm	Caja x 10 Unidades
TH/150	SUJETADOR DE TUBO DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO - 31 cm x 2 cm	Caja x 10 Unidades