

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL EN CIRCUITO CERRADO PEDIATRICA

La Sonda de Aspiración Endotraqueal en Circuito Cerrado Pediátrica **Vital-Cath™ Neo/ Ped Plus** está diseñado especialmente para la aspiración simultánea traqueal y ventilación.



Material:

- Sonda de Policloruro de vinilo (PVC Siliconado de grado médico)
- Estéril, Atóxico e Hipoalergénico
- Libre de Látex, Libre de DEHP

Ventajas:

- ✓ Sonda de aspiración endotraqueal transparente (no opaco), graduada y con **marca de seguridad**, flexible, resistente, con memoria de forma, libre de acodaduras, de textura uniforme, libre de rebabas y aristas cortantes; que permite una fácil inserción a través del tubo endotraqueal facilitando el procedimiento de succión de secreciones. La sonda de succión tiene punta roma, extra suave y atraumática, con un orificio central y dos orificios laterales en un extremo
- ✓ Con **sellado hermético** en todos sus componentes para evitar la pérdida de volumen y presión (PEEP)
- ✓ Puerto de irrigación con **válvula antireflujo y tapa adosada**, el sistema de seguridad de este componente impide el flujo retrógrado, evita la pérdida de volumen, presión y PEEP, y la contaminación (abierto-cerrado)
- ✓ **Puerto para MDI** con tapa adosada para una apropiada conexión con el inhalador de dosis medida en cada Adaptador en Y.
- ✓ Manga protectora transparente de **poliuretano grado médico**
- ✓ Válvula de Control de Aspiración: El sistema de seguridad de este componente **impide el flujo retrógrado y el contacto directo con el medio ambiente (abierto-cerrado)**, asimismo, evita la contaminación con virus y bacterias.
- ✓ Su diseño **ergonómico** proporciona un agarre cómodo que permite una acción de succión más fácil y rápida, asimismo, ofrece la comodidad de manejarlo con una sola mano incluso para bloquear/desbloquear la cubierta del dispositivo de control de succión. En un extremo tiene un cono de acoplamiento con tapa adosada
- ✓ Cono de acoplamiento: Seguro y antideslizante, que se utiliza para la conexión al tubo de succión
- ✓ Incluye etiqueta adhesiva marcada con los días de la semana, que permite identificar fácilmente el día de cambio del dispositivo

Dimensiones:

Código	Descripción del Dispositivo	Adaptadores en Y	Color
6000500M	Vital-Cath™ Neo/ Ped Plus Sonda de Aspiración Endotraqueal en Circuito Cerrado Nº 5 Fr, Longitud 305 mm, Puerto MDI en cada Adaptador en Y	2.0 / 2.5 mm	
6000600M	Vital-Cath™ Neo/ Ped Plus Sonda de Aspiración Endotraqueal en Circuito Cerrado Nº 6 Fr, Longitud 305 mm, Puerto MDI en cada Adaptador en Y	2.5 / 3.0 / 3.5 mm	
6000700M	Vital-Cath™ Neo/ Ped Plus Sonda de Aspiración Endotraqueal en Circuito Cerrado Nº 7 Fr, Longitud 305 mm, Puerto MDI en cada Adaptador en Y	3.0 / 3.5 / 4.0 mm	
6000800M	Vital-Cath™ Neo/ Ped Plus Sonda de Aspiración Endotraqueal en Circuito Cerrado Nº 8 Fr, Longitud 305 mm, Puerto MDI en cada Adaptador en Y	3.5 / 4.0 / 4.5 mm	
6001000M	Vital-Cath™ Neo/ Ped Plus Sonda de Aspiración Endotraqueal en Circuito Cerrado Nº 10 Fr, Longitud 405 mm, Puerto MDI en cada Adaptador en Y	4.5 / 5.0 / 5.5 mm	